

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА

«Флюс-гель Радиант Т1» Шприц-Дозатор: 10 СС
«Крем-флюс Радиант Ф1» Шприц-Дозатор: 10 СС
Партия № RF01D13A8E3

«Флюс-гель Радиант Т1» и «Крем-флюс Радиант Ф1» предназначены для реболлинга микросхем, проведения ремонтных работ и дополнительного флюсования деталей и печатных плат в случае ухудшения смачиваемости поверхностей пайки. Подходит для всех типов финишных покрытий печатных плат (HASL, ENIG, ImSn, ImAg, OSP). Флюс имеет низкую активность и может быть классифицирован как не требующий отмывки «No Clean», не имеет резкого запаха и при пайке выделяет мало дыма. Основой флюса являются синтетические смолы на основе канифоли с добавлением активирующих добавок и связующих веществ, в своём составе практически не содержит галлоидов и их соединений (менее 0,01%).

Параметр	«Флюс-гель Радиант Т1»	«Крем-флюс Радиант Ф1»
Цвет	Прозрачный, желто янтарный	Молочно белый
Активность. Тест«медное зеркало».	Низкая (L)	Низкая (L)
Поверхностное сопротивление изоляции (SIR)	$>1 \times 10^{11} \Omega$ 85°C/85%RH	
Электрохимическая миграция (ECM)	Тест пройден	
Срок годности	24 месяца при температуре от 0 до 10°C 12 месяцев при температуре от 0 до 25°C	

Предназначен для промышленного применения. Работать под вытяжкой. Избегать попадания флюса в глаза и на кожу. После работы с флюсом обязательно вымыть руки.

Произведено в соответствии с ТУ 20.59.59-001-30242108-2021.

МП

